


Artikel „Fixierschlaufe“



Bestätigung

Der Artikel „Fixierschlaufe“ besteht zu 100% aus Silikonkautschuk welcher für medizinische Anwendungen verwendbar ist.

Im Wesentlichen sind folgende Eigenschaften gewährleistet:

- Geeignet für mehrfache Dampfsterilisation 134°C/20min
- Geeignet für mehrfache Strahlensterilisation
- Geeignet für mehrfache ETO Sterilisationszyklen
- Kann in Wasch- und Desinfektionsanlagen eingesetzt werden; Verwendung gemäß Vorgaben des Anlagenherstellers
- Latexfrei
- Hohe Dehnbarkeit

Fischlham, 30.03.2017